

Hyaline

Hyaluronate de sodium 0,2%

Lubrification et hydratation
de la surface oculaire



16 unidoses stériles de 2 ml
Sans conservateur

IDENTIFICATION ET DÉNOMINATION :

HYALINE : Solution stérile de Hyaluronate de Sodium à 0.20% pour usage ophtalmique.

COMPOSITION :

Hyaluronate de sodium.....0.200 g.

Chlorure de sodium.....0.900 g.

Excipients : q.s.p.....100 ml.

FORME ET CONTENU EN VOLUME :

Il s'agit d'une solution ophtalmique stérile pour l'irrigation directe de la surface oculaire.

HYALINE est présentée en récipients unidoses de 2 ml.

MODE D'ACTION :

HYALINE EST UNE SOLUTION OPHTALMIQUE STÉRILE, ISOTONIQUE ET SANS CONSERVATEUR DESTINÉE AU TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DES AFFECTIONS DE LA SURFACE OCULAIRE.

Les caractéristiques physico-chimiques de **HYALINE** sont très proches de celles de la phase aqueuse du film lacrymal, ce qui permet une très bonne efficacité et sécurité d'emploi :

- Le Hyaluronate de Sodium présent dans **HYALINE** est un polymère naturel qui présente des propriétés viscoélastiques, qui lubrifie et hydrate la surface oculaire.
- Le pH 7.4 physiologique de **HYALINE** favorise l'action du lysozyme des larmes.
- **HYALINE** est iso-osmolaire aux larmes (335 mOsm./Kg).
- L'absence de conservateur et d'antiseptique élimine tout risque d'allergie.

La présentation en récipient unidosé garantit la stérilité, la sécurité et l'efficacité du produit pour chaque utilisation.

HYALINE assure une humidification maximale de toutes les muqueuses de la surface oculaire ainsi que la lubrification.

HYALINE calme la symptomatologie des irritations oculaires :

- Sensation de corps étrangers.
- Sensation de sécheresse oculaire.
- Gêne oculo-palpébrale mal définie.
- Sensation de brûlures.
- Sensation de picotements.

INDICATIONS :

- Traitement symptomatique des affections de la surface oculaire.
- Traitement des irritations oculaires.
- Traitement adjuvant de la sécheresse de la surface oculaire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

HYALINE ne présente pas de contre-indication.

L'absence de conservateur permet l'utilisation de **HYALINE** lors du port des lentilles de contact souples.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Le récipient unidosé doit être utilisé immédiatement après ouverture. jeté après usage et ne doit pas être conservé en vue d'une utilisation ultérieure.

Pour éviter les contaminations, il est recommandé de se laver les mains avant l'utilisation et de ne pas toucher l'embout du récipient unidosé avec les doigts ou l'œil.

En cas de traitement local oculaire multiple, l'efficacité d'un collyre ou d'une pommade oculaire peut être perturbée par l'instillation simultanée de la solution d'irrigation oculaire **HYALINE**. Il convient d'attendre 10 minutes entre chaque instillation oculaire et de toujours commencer par l'irrigation avec la solution ophtalmique **HYALINE** sauf mention spéciale de votre médecin.

CONSERVATION AVANT OUVERTURE :

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur. Conservation à température ambiante.

SPORTIFS : La solution ophtalmique **HYALINE** ne contient pas un principe actif pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopages.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

- Voie : oculaire externe.
- Mode d'administration : irrigation de la surface oculaire.
- Fréquence et moment où **HYALINE** doit être administré : de 2 à 4 fois par jour, réparties dans la journée.

COMMENT UTILISER HYALINE ?

POSOLOGIE : EN IRRIGATION OCULAIRE :

2 à 4 fois par jour, l'irrigation se fait directement sur la surface du globe oculaire, en pressant sur le corps du flacon afin d'obtenir un jet. Il est recommandé de tirer la paupière inférieure vers le bas, regard en haut, puis la paupière supérieure vers le haut, regard en bas, afin de bien répartir la solution sur toute la surface oculaire pour augmenter le volume du film lacrymal, hydrater les tissus.

HYALINE : 2 ml boîte de 16 - code acl : 4574488



LCA PHARMACEUTICAL

9, allée Prométhée, F-28000 CHARTRES, France

Tél : +33 (0)2.37.33.39.30 - Fax : +33 (0)2.37.33.39.39

Email : lcafile@wanadoo.fr