

## ديرماتيكس®

ديرماتيكس® جل سيلكون موضعي للحد من تشكل الندوب في الجروح الملتئمة حديثا والتخفيف من الندوب الحديثة النائثة والبارزة.

### ما هو جل ديرماتيكس®؟

ديرماتيكس® هو جل شفاف سريع الجفاف يساعد على الإبقاء على توازن رطوبة البشرة. أثناء معالجة الندوب الناجمة عن العمليات الجراحية والحروق وأي من الإصابات الأخرى. وقد أظهر ديرماتيكس بأنه يساعد على إزالة النتوءات ونعومة الندوب وتسويتها. ناهيك عن إزالة الألم والحكة والإزعاج الناجم عن الندوب بالإضافة إلى التخفيف من أي من حالات الاحمرار المصاحبة.

وعلاوة على ذلك فإن جل ديرماتيكس® يمتاز بسهولة الاستخدام على كافة أماكن البشرة بما في ذلك الوجه والمفاصل وأماكن الثنيات. كما أنه يمتاز بجفافه السريع ليشكل طبقة واقية غير مرئية.

وقد تم إنتاج ديرماتيكس® باستخدام نفس البوليمرات الأساسية طويلة السلسلة التي تستخدم كطبقة جل السيلكون وهو متوافر في أنابيب. ويحتوي الجل على بولي سيلوكسان في أنابيب حجم 15 جرام.

### ما هي استخدامات جل ديرماتيكس®؟

يستخدم ديرماتيكس® كعلاج ووقاية من الجدرلت و الندوب الكبيرة ( مثل تلك الناجمة عن العمليات الجراحية العامة، جروح الصدمات و الحروق) ويعتبر الاستخدام الأمثل لها مباشرة بعد التئام الجروح وشفاء البشرة السطحية. كما يمكن استخدامه كذلك في حالات الندوب الحمراء النائثة التي تكون في طور الشفاء، وغالبا لما يصل بعد سنتين من التئام الجروح.

### كيف يتم استخدام جل ديرماتيكس®؟

قم بإزالة الغطاء واقطع حافة الأنبوب ، وقم بغسل المنطقة المصابة وتجفيفها برفق إذ أن ديرماتيكس® يجب أن يستخدم فقط على البشرة النظيفة والجافة.

قم بتدليك كمية صغيرة من الجل على الندبة. وفي حال استخدام كمية كبيرة فقم بمسح الكمية الزائدة بمندبل بهدف تجنب حدوث البقع على الملابس. كما يمكن أن يتم تغطية ديرماتيكس® بعد جفافه بمستحضرات التجميل.

قم بوضعه مرة واحدة في الصباح ومرة في المساء لفترة لا تقل عن شهرين كحد أدنى. أما بالنسبة للندوب الصعبة فقد يجوز استخدام معالجة إضافية بطبيعة الحال، ويمكن استخدام ديرماتيكس® مع الأطفال.

### ما هي الحالات التي لا يجب فيها استخدام جل ديرماتيكس®؟

- لا يجب استخدام ديرماتيكس® على الجروح غير الملتئمة.
- لا يجب وضع ديرماتيكس® بتماس مباشر مع الأغشية المخاطية أو استخدامه بالقرب من العينين.
- لا يجب استخدام ديرماتيكس® مع علاجات البشرة الأخرى بدون استشارة طبيبك.

### هل توجد أي تأثيرات غير مرغوبة لجل ديرماتيكس®؟

في حالات نادرة قد يتسبب الجل بأحمرار أو ألم أو تهيج في البشرة. وفي حال عانيت من هذه التأثيرات أو أي من التأثيرات غير المرغوبة الأخرى، فيرجى استشارة الصيدلاني أو الطبيب.

### كيف يتم تخزين ديرماتيكس®؟

- يجب إبقائه بعيدا عن متناول الأطفال
- يتم تخزينه بدرجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية و بعيدا عن المصادر الحرارية
- لا يجب استخدامه بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة

### معلومات إضافية:

يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات عن ديرماتيكس® من الصيدلي أو الطبيب

تمت اخر مراجعة لهذه النشرة في نوفمبر 2014

هانسون ميديكال إنك. كنجستون ديليو إيه 98346. الولايات المتحدة الأمريكية

EC REP ميدا فارماسيوستيكالز ليمتد. تيكلي. بيشوب ستورثفورد. سي إم 22، 6 بي يو.

المملكة المتحدة

OS129A  
56ME1958115-00

**MEDA**

**CE**