

Brunicrom 2% collyre, solution

Cromoglycate de sodium

Composition. 100 ml de solution contiennent: **Principe actif:** Cromoglycate de sodium 2 g.

Excipients: chlorure de sodium, eau purifiée.

Forme et présentation pharmaceutique. Collyre, solution: 20 récipients unidoses de 0.3 ml (6 mg) en sachets thermo-soudés.

Classe pharmaco-thérapeutique. Anti-allergique.

Titulaire de l'AMM. BRUSCHETTINI s.r.l. - Via Isonzo 6 - 16147 Gênes (Italie).

Fabricant et contrôleur du produit fini. Laboratoire Unither - Z.I. Longpré - 10, rue André Durouchet - 80084 Amiens Cedex 02 (France).

Indications thérapeutiques. Traitement préventif des conjonctivites allergiques et des kérato-conjonctivites saisonnières.

Contre-indications. Hypersensibilité au cromoglycate de sodium ou à l'un des constituants du collyre.

Précautions d'emploi. L'utilisation pendant le premier trimestre de grossesse doit être limitée aux cas de réelle nécessité.

Interactions médicamenteuses et autres formes d'interaction. Il n'y a pas de données sur l'interaction avec d'autres médicaments.

En cas de traitement concomitant avec un autre collyre, attendre 15 minutes entre chaque instillation.

Précautions particulières. L'absence d'agents de conservation permet l'usage de ce collyre chez les porteurs de lentilles de contact.

Effets sur la capacité de conduite et sur l'utilisation de machines. Le produit n'interfère pas sur la capacité de conduite et sur l'utilisation des machines.

Posologie, méthode et fréquence d'administration.

Instiller, dans le sac conjonctival inférieur de l'œil, 1 à 2 gouttes de collyre 4 fois par jour. Éviter le contact de l'embout avec l'œil ou les paupières.

Durée du traitement. Si possible, le traitement doit commencer avant l'exposition au stimulus allergénique (donc avant l'apparition des symptômes) et continuer régulièrement pendant toute la période d'exposition ou jusqu'à la cessation de la symptomatologie.

Mode d'emploi.



Fig. A



Fig. B

Pour utiliser le flacon unidosé, exécuter les opérations suivantes:

- 1) détacher un flacon de la bande (Fig. A)
- 2) agiter l'embout pour le vider du liquide
- 3) ouvrir le flacon unidosé en tournant et en tirant la partie au sommet (Fig. B)
- 4) retourner le flacon et agiter légèrement pour faire descendre le liquide
- 5) en exerçant une pression modérée sur les parois du flacon unidosé, faire sortir lentement les gouttes de collyre selon la dose prescrite, en les instillant dans l'œil.

N.B. Jeter le flacon unidosé après l'utilisation.

Effets secondaires. L'instillation du collyre peut quelques fois provoquer localement des brûlures ou des démangeaisons transitoires.

Il est recommandé au patient de demander conseil à son médecin ou à son pharmacien en cas de survenue d'effets secondaires qui ne sont pas décrits dans cette notice.

Péremption. Le date de péremption se réfère au produit dans son conditionnement intègre, correctement conservé.

Attention. Ne pas utiliser le produit après la date imprimée sur l'étui.

Conservé hors de la portée et de la vue des enfants.

Conditions particulières de conservation. A conserver dans son conditionnement à l'abri de la lumière et à une température ne dépassant pas +25°C.

Date de la dernière révision de ce texte: 07/2005.



BRUSCHETTINI S.r.l. - Gênes (Italie)

